

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lzts2 Per Wb Ed Elisa - Q9Brk4

Numero articolo: CM0014863

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro LZTS2 umano (LAPSER1), un regolatore negativo del taglio dei microtubuli e della segnalazione Wnt. Validato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con topo e ratto. Indicato per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LZTS2 Rabbit pAb
Note/Alias	LAPSER1; LZTS2
Specie	Umano
GeneID	84445
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 470-669 di LZTS2 umano (NP_115805.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9BRK4
Peso della proteina	73 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante