


Anticorpo Policlonale Anti-M6Pr Per Wb, Ihc-P, Elisa - P20645

Numero articolo: CM0021125



introduzione

CamelBio fornisce un anticorpo policlonale anti-M6PR validato per WB, IHC-P ed ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio del traffico degli enzimi lisosomiali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] M6PR Rabbit pAb
Note/alias	SMPR; MPR46; CD-MPR; MPR 46; MPR-46; CD-M6PR; PR
Specie	Uomo
GeneID	4074
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P20645
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante