


Anticorpo Monoclonale Anti-MacroH2A.1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75367

Numero articolo: CM0008132



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio anti-macroH2A.1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva macroH2A.1 umano, murino e di ratto, una variante istonica coinvolta nella repressione trascrizionale e nel metabolismo del NAD⁺. Ideale per la ricerca sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	macroH2A.1 Rabbit mAb
Note / Alias	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; macroH2A.1
Specie	Umano
GeneID (umano)	9555
GeneID	9555
Immunogeno	Pepetide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di macroH2A.1 umano (O75367)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O75367
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio