


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-MacroH2A.1 Per Wb, Elisa - O75367

Numero articolo: CM0021345



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la macroH2A.1 umana (H2AFY), convalidato per WB e ELISA. Riconosce le isoforme umane e di ratto; variante dell'istone core coinvolta nella repressione trascrizionale e nel rimodellamento della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	macroH2A.1 Rabbit pAb
Note/Alias	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; macroH2A.1
Specie	Umana
GeneID	9555
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 della macroH2A.1 umana (NP_613258.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Ratto
SWISS	O75367
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio