


Anticorpo Policlonale Anti-Mad1L1 Per Wb, Elisa - Q9Y6D9

Numero articolo: CM0020113



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MAD1L1 umano per WB ed ELISA; reagisce in modo incrociato con il ratto. Adatto per la ricerca sul checkpoint di assemblaggio del fuso, sulla segregazione cromosomica e sulla segnalazione del checkpoint mitotico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MAD1L1 Rabbit pAb
Note/Alias	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; MAD1L1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8379
GeneID	8379
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di MAD1L1 umano (NP_003541.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Rat
SWISS	Q9Y6D9
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio