


Anticorpo Policlonale Anti-Mad2B/Mad2L2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ui95

Numero articolo: CM0013781



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MAD2B/MAD2L2 (REV7) umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Utile per studi sulla risposta ai danni del DNA e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAD2B/MAD2L2 Rabbit pAb
Note/Alias	REV7; FANCV; MAD2B; POLZ2; MAD2B/MAD2L2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10459
GeneID	10459
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Ui95
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio