


Anticorpo Policlonale Anti-Mad2B/Mad2L2 Per Wb - Q9Ui95

Numero articolo: CM0026857



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MAD2B/MAD2L2 (REV7), validato per WB ed ELISA in umano e topo. Questa proteina del checkpoint del fuso mitotico è coinvolta nella riparazione del danno al DNA e nella sintesi translesione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MAD2B/MAD2L2 Rabbit pAb
Note/Alias	REV7; FANCV; MAD2B; POLZ2; MAD2B/MAD2L2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10459
GeneID	10459
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-211 di MAD2B/MAD2L2 umano (NP_006332.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9Ui95
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio