

Anticorpo Policlonale Anti-Mad2/Mad2L1 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13257

Numero articolo: CM0019242



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting su MAD2/MAD2L1 umano, una proteina critica del checkpoint mitotico. Validato in IHC-P, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MAD2/MAD2L1 Rabbit pAb
Note/Alias	MAD2; HSMAD2; MAD2/MAD2L1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4085
GeneID	4085
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-205 di MAD2/MAD2/MAD2L1 umano (NP_002349.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13257
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio