

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mad2/Mad2L1 Per Wb, Elisa - Q13257

Numero articolo: CM0003058



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-MAD2/MAD2L1 per applicazioni WB e ELISA. Progettato per rilevare la MAD2A umana, una proteina fondamentale del punto di controllo dell'assemblaggio del fuso mitotico. Adatto per la ricerca sul ciclo cellulare e sulla mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAD2/MAD2L1 Rabbit mAb
Note/Alias	MAD2; HSMAD2; MAD2/MAD2L1
Specie	Umana
ID gene (Umano)	4085
ID gene	4085
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 70-150 della MAD2/MAD2L1 umana (Q13257).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q13257
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio