

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mad2/Mad2L1 Per Wb, Elisa - Q13257

Numero articolo: CM0023365



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina umana MAD2/MAD2L1, un componente del checkpoint del fuso mitotico. Validato per WB e ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e la mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-MAD2/MAD2L1
Note/Alias	MAD2; HSMAD2; MAD2/MAD2L1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4085
GeneID	4085
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-205 della proteina umana MAD2/MAD2L1 (NP_002349.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13257
Peso Molecolare Proteina	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio