

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mad3/Mxd3 Per Wb, Elisa - Q9Bw11

Numero articolo: CM0002718

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro MAD3/MXD3 umano, validato per WB e ELISA. Riconosce un repressore trascrizionale di 23 kDa che antagonizza l'attività di MYC, adatto per la ricerca sul cancro e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAD3/MXD3 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	MYX; MAD3; BHLHC13; MAD3/MXD3
Specie	Umana
GeneID (Umana)	83463
GeneID	83463
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-190 di MAD3/MXD3 umano (Q9BW11)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q9BW11
Peso proteico	23 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio