

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Maf1 Per Wb, Elisa - Q9H063

Numero articolo: CM0015668



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MAF1 di alta qualità, validato per WB ed ELISA. Riconosce MAF1 umano e murino, un repressore della trascrizione dell'RNA polimerasi III. Peso molecolare previsto: 29 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MAF1 Rabbit pAb
Note/alias	MAF1; omologo di MAF1
Specie	Umano
ID del gene	84232
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-256 di MAF1 umano (NP_115648.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q9H063
Peso della proteina	29 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante