


Anticorpo Policlonale Anti-Mafa Per Wb E Elisa - Q8Nhw3

Numero articolo: CM0022342



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MAFA validato per WB, ELISA; reagisce in modo crociato con il topo. Bersaglia il fattore di trascrizione MafA (37 kDa) coinvolto nell'espressione del gene dell'insulina. Adatto per la ricerca sul diabete.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	MAFA Rabbit pAb
Note/Alias	INSDM; hMafA; RIPE3b1; MAFA
Specie	Uomo
GeneID (umano)	389692
GeneID	389692
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 269-353 della MAFA umana (NP_963883.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q8NHW3
Peso Proteico	37 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio