

Anticorpo Policlonale Anti-Maff Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q9ULx9

Numero articolo: CM0017895

introduzione

Questo anticorpo policlonale anti-MAFF di coniglio rileva il fattore di trascrizione umano MafF, validato per il Western blotting e l'ELISA. Adatto per la ricerca sulla regolazione genica, l'espressione del recettore dell'ossitocina e le risposte cellulari allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MAFF Rabbit pAb
Note/Alias	U-MAF; hMafF; MAFF
Specie	Umano
ID Gene	23764
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 75-164 di MAFF umano (NP_036455.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9ULX9
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio