

Anticorpo Monoclonale Anti-Mag Per Wb, Elisa - P20916

Numero articolo: CM0010473

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la glicoproteina associata alla mielina (MAG/Siglec-4a). Validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca nel campo delle neuroscienze e della mielinizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MAG Rabbit mAb
Note/alias	GMA; S-MAG; SPG75; SIGLEC4A; SIGLEC-4A; MAG
Specie	Umana
GeneID (umana)	4099
GeneID	4099
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della MAG umana (P20916).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina, di ratto
SWISS	P20916
Peso della proteina	69 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante