

Anticorpo Monoclonale Anti-Mag Per Wb, Ihc-P, If-F, Ip, Elisa - P20916

Numero articolo: CM0006245

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la MAG umana (glicoproteina associata alla mielina). Validato per WB, IHC-P, IF-F, IP, ELISA; reagisce a croce con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca nel campo della neurobiologia e della mielinizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAG Rabbit mAb
Note/Alias	GMA; S-MAG; SPG75; SIGLEC4A; SIGLEC-4A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4099
GeneID	4099
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-F, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P20916
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio