

Anticorpo Policlonale Anti-Mag (Glicoproteina Associata Alla Mielina) Per Wb E Elisa - P20916

Numero articolo: CM0025248

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting su MAG umana (glicoproteina associata alla mielina, Siglec-4a). Validato per WB e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche sulle neuroscienze e sulla mielinizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MAG Rabbit pAb
Note/Alias	GMA; S-MAG; SPG75; SIGLEC4A; SIGLEC-4A; MAG
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4099
GeneID	4099
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-220 di MAG umana (P20916)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P20916
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio