


Anticorpo Monoclonale Anti-Mage-1/Mage1A Per Wb Ed Elisa - P43355

Numero articolo: CM0003661



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per MAGE-1/MAGE1A, validato per Western blotting ed ELISA. Riconosce MAGE-1 umano e murino, un antigene cancro/testicolo coinvolto nella regolazione trascrizionale e nell'immunità tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-MAGE-1/MAGE1A
Note/Alias	CT1.1; MAGE1; MAGE-1/MAGE1A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4100
GeneID	4100
Immunogeno	Peptide sintetico; un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-309 di MAGE-1/MAGE1A umano (P43355).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P43355
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio