


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mage-1/Mage1A Per Wb - P43355

Numero articolo: CM0030314



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MAGE-1/MAGE1A umano (MAGEA1) per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Riconosce un antigene cancro/testicolo espresso in melanoma, carcinoma polmonare e mammario ma non nei tessuti normali ad eccezione del testicolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo pAb di Coniglio Anti MAGE-1/MAGE1A
Note/Alias	CT1.1; MAGE1; MAGE-1/MAGE1A
Specie	Umano
GenelD (Umano)	4100
GenelD	4100
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-309 di MAGE-1/MAGE1A umano (NP_004979.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P43355
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio