


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Magea11 Per Wb, Elisa - P43364

Numero articolo: CM0015779



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-MAGEA11 per WB, ELISA. Rileva la MAGEA11 umana (melanoma-associated antigen 11), un coregolatore del recettore androgenico espresso nei tumori e nei tessuti normali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAGEA11 Rabbit pAb
Note / Alias	CT1.11, MAGE11, MAGE-11, MAGEA-11, MAGEA11
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4110
ID gene	4110
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-110 della MAGEA11 umana (NP_005357.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P43364
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio