


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Magea4 Per Wb, Elisa - P43358

Numero articolo: CM0016277



introduzione

pAb di coniglio anti-MAGEA4 (P43358) per WB ed ELISA, cross-reattivo con campioni umani, murini e di ratto. Riconosce l'antigene 4 associato al melanoma da 35 kDa. Per la ricerca oncologica e gli studi sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-MAGEA4
Note/alias	CT1.4; MAGE4; MAGE4A; MAGE4B; MAGE-41; MAGE-X2; MAGEA4
Specie	Uomo
GeneID (umano)	4103
GeneID	4103
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-317 di MAGEA4 umano (NP_002353.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P43358
Peso della proteina	35 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante