

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Magea6 Per Wb, If/Icc, Elisa - P43360

Numero articolo: CM0028583

introduzione

MAGEA6 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale convalidato per WB, IF/ICC e ELISA, che bersaglia l'antigene 6 associato al melanoma (CT1.6) umano e murino. Ideale per lo studio della regolazione delle ubiquitina ligasi e della progressione tumorale, fornito in forma liquida.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAGEA6 Rabbit pAb
Note/Alias	CT1.6, MAGE6, MAGE3B, MAGE-3b, MAGEA6
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4105
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P43360
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio