

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Maged1/Nrage Per Wb, Elisa - Q9Y5V3

Numero articolo: CM0006697

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro MAGED1/NRAGE umano (Q9Y5V3). Validato per WB e ELISA; reagisce con MAGED1/NRAGE umano. Ideale per la ricerca su apoptosi, ritmo circadiano e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAGED1/NRAGE Rabbit mAb
Note / Alias	NRAGE; DLXIN-1; MAGED1/NRAGE
Specie	Umana
GenelD (Umana)	9500
GenelD	9500
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 640-778 di MAGED1/NRAGE umano. (NP_008917.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9Y5V3
Peso proteico	86 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio