

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Maged1/Nrage Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5V3

Numero articolo: CM0015269

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MAGED1/NRAGE, validato per WB, IHC-P ed ELISA nell'uomo, nel topo e nel ratto. Adatto per studi di ricerca sull'apoptosi e sul ritmo circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MAGED1/NRAGE pAb di coniglio
Note/Alias	NRAGE; DLXIN-1; MAGED1/NRAGE
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	9500
ID del gene	9500
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 635-834 di MAGED1/NRAGE umano (NP_001005333.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9Y5V3
Peso della proteina	86 kDa
Spedizione	Contenitore refrigerante