

Anticorpo Policlonale Anti-Mageh1 Per Wb, Elisa - Q9H213

Numero articolo: CM0023758

introduzione

Il pAb coniglio MAGEH1 ha come target l'antigene associato al melanoma H1 (APR-1, MAGE-H1, Restin), un antigene tumorale e fosfoproteina. Adatto per WB ed ELISA, con reattività crociata murina. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MAGEH1 Rabbit pAb
Note/Alias	APR1; APR-1; MAGEH; MAGEH1
Specie	Umano
GeneID	28986
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-90 del MAGEH1 umano (NP_054780.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	Q9H213
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio