

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Magp-2/Mfap5 Per Wb, Elisa - Q13361

Numero articolo: CM0005664

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato al MAGP-2/MFAP5 umano, convalidato per WB ed ELISA. Ideale per lo studio della biologia della matrice extracellulare, dell'ematopoiesi e della ricerca cardiovascolare. Immunogeno ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MAGP-2/MFAP5 mAb Coniglio
Note/Alias	AAT9; MP25; MAGP2; MAGP-2; MFAP-5; MAGP-2/MFAP5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8076
Immunogeno	Proteina ricombinante del MAGP-2/MFAP5 umano.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q13361
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio