

Anticorpo Policlonale Anti-Magt1 Per Wb, Elisa - Q9H0U3

Numero articolo: CM0028427



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina MAGT1 umana (IAP, MagT1), validato per WB e ELISA. Subunità accessoria del complesso OST coinvolta nella N-glicosilazione e nel trasporto del magnesio. Ideale per la ricerca su disordini della glicosilazione e immunodeficienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAGT1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	IAP, XMEN, MRX95, OST3B, CDG1CC, PRO0756, SLC58A1, bA217H1.1, MAGT1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	84061
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-220 della MAGT1 umana (NP_115497.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q9H0U3
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio