

Anticorpo Monoclonale Anti-Major Vault Protein (Lrp/Mvp) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14764

Numero articolo: CM0006139



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la major vault protein umana (MVP/LRP), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce anche con le proteine di topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla resistenza multifarmaco e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-LRP/MVP
Note/alias	LRP; VAULT1; LRP/MVP
Specie	Umano
GeneID (umano)	9961
GeneID	9961
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-370 della LRP/MVP umana (NP_034146.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q14764
Peso della proteina	99 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante