

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Proteina Major Vault (Mvp) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14764

Numero articolo: CM0020251



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting la proteina Major vault umana (MVP/LRP), validato per Western blot, IHC-P e applicazioni ELISA. Reagisce con specie umane e murine; adatto per studi sulla resistenza multidrug e sul trasporto nucleo-citoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MVP Rabbit pAb
Note/Alias	LRP, VAULT1, MVP
Specie	Umana (Human)
Gene ID (Umano)	9961
Gene ID	9961
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-260 dell'MVP umano (NP_005106.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q14764
Peso proteico	99kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio