

Anticorpo Policlonale Anti-Mak Per Wb, Ihc-P, Elisa - P20794

Numero articolo: CM0019913

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro MAK umano (RP62). Validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per ricerche sulla biologia ciliare, la spermatogenesi e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAK Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	RP62; MAK
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	4117
GenelD	4117
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 370-435 di MAK umano (NP_005897.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P20794
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio