


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mak16 Per Wb, Elisa - Q9Bxy0

Numero articolo: CM0021414



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'omologo umano di MAK16 (RBM13, NNP78), validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. La proteina nucleolare di 35 kDa suggerisce un coinvolgimento nella biogenesi dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | MAK16 Rabbit pAb                                                                                                                                    |
| Note/Alias          | RBM13; MAK16L; MAK16                                                                                                                                |
| Specie              | Umana                                                                                                                                               |
| GeneID (Umano)      | 84549                                                                                                                                               |
| GeneID              | 84549                                                                                                                                               |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-120 di MAK16 umano (NP_115898.2). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                                               |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                           |
| Reattività Crociata | Umana, Topo, Ratto                                                                                                                                  |
| SWISS               | Q9BXY0                                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 35kDa                                                                                                                                               |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                               |