


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Malt1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Udy8

Numero articolo: CM0023844



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MALT1 umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reactivo con campioni di uomo, topo e ratto. Adatto per studiare la segnalazione di NF-kappa-B e la funzione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MALT1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MLT; MLT1; IMD12; PCASP1; MALT1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10892
GeneID	10892
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 125-450 di MALT1 umano (NP_776216.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UDY8
Peso proteico	92kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio