

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Maml1 Per Wb, Elisa - Q92585

Numero articolo: CM0023369



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio generato contro MAML1 umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. La proteina Mastermind-like 1 è un coattivatore trascrizionale nella segnalazione Notch.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MAML1 Rabbit pAb
Note/Alias	Mam1; Mam-1; MAML1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9794
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di MAML1 umano (NP_055572.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92585
Peso Proteico	108kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio