

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Maml2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8IzI2

Numero articolo: CM0024261

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il MAML2 umano, un coattivatore trascrizionale della via Notch. Applicabile in WB, IF/ICC e ELISA. Riconosce MAML2 di origine umana, murina e di ratto. Adatto per lo studio della segnalazione Notch e della regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	MAML2 Rabbit pAb
Note/Alias	MAM2; MAM3; MAM-3; MLL-MAML2; MAML2
Specie	Uomo
GeneID	84441 (Uomo)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente alla regione amminoacidica 750-850 del MAML2 umano (NP_115803.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8IZL2
Peso proteico	125 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio