

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Man1C1 Per Wb Ed Elisa - Q9Nr34

Numero articolo: CM0015710

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MAN1C1 umano, un'alfa-1,2-mannosidasi del Golgi coinvolta nella processazione degli N-glicani. Validato per western blot (WB) ed ELISA, con reattività crociata verso il topo. Ideale per la ricerca in glicobiologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | MAN1C1 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Note/Alias          | HMIC; MAN1C; MAN1A3; pp6318; MAN1C1                                                                                            |
| Specie              | Umana                                                                                                                          |
| GeneID (Umano)      | 57134                                                                                                                          |
| GeneID              | 57134                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 44-240 di MAN1C1 umano (NP_065112.1). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reattività Crociata | Umana, Topo                                                                                                                    |
| SWISS               | Q9NR34                                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 71kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Sacca di ghiaccio                                                                                                              |