

Anticorpo Policlonale Anti-Man2A1 Per Wb, Elisa - Q16706

Numero articolo: CM0014908

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MAN2A1, validato per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per lo studio della biosintesi degli N-glicani e della funzione del Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MAN2A1 Rabbit pAb
Note/Alias	MANA2; MANII; GOLIM7; AMan II; MAN2A1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	4124
GeneID	4124
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 865-1144 di MAN2A1 umano (NP_002363.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q16706
Peso della proteina	131 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio