

## Anticorpo Policlonale Anti-Man2A2 Per Wb, Elisa - P49641

Numero articolo: CM0019610

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting l'alfa-mannosidasi 2x umana (MAN2A2). Validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Adatto per investigare la elaborazione dei N-glicani e le vie di glicosilazione associate all'apparato di Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | MAN2A2 pAb coniglio                                                                                                 |
| Osservazioni/Alias  | MANA2X; MAN2A2                                                                                                      |
| Specie              | Umano                                                                                                               |
| GeneID (Umano)      | 4122                                                                                                                |
| GeneID              | 4122                                                                                                                |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 di MAN2A2 umano (NP_006113.2) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                               |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                           |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                               |
| SWISS               | P49641                                                                                                              |
| Peso proteico       | 131kDa                                                                                                              |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                  |