

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Man2B1 Per Wb, Elisa - 000754

Numero articolo: CM0028034

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MAN2B1 umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per studiare la funzione dell'alfa-mannosidasi lisosomiale nella degradazione delle glicoproteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAN2B1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MANB; LAMAN; MAN2B1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4125
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 640-850 di MAN2B1 umano (NP_000519.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	000754
Peso proteico	114kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio