

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Manba Per Wb, Ihc-P, Elisa - O00462

Numero articolo: CM0021430

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MANBA (pAb) validato per WB, IHC-P, ELISA in campioni umani e murini. Immunogeno ricombinante. Ideale per lo studio della beta-mannosidasi nella ricerca sui lisosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MANBA pAb di coniglio
Note/Alias	MANB1; MANBA
Specie	Uomo
GenelD (umano)	4126
GenelD	4126
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-300 della MANBA umana (NP_005899.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	O00462
Peso della proteina	101 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante