


Anticorpo Monoclonale Anti-Ricettore Del Mannosio/Cd206 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22897

Numero articolo: CM0008934



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che targeting il Ricettore del mannosio/CD206 umano (UniProt P22897). Adatto per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Ideale per lo studio dell'endocitosi, del riconoscimento dei patogeni e della biologia dei macrofagi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Ricettore del mannosio/CD206 mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1
Specie	Umano
GeneID (umano)	4360
GeneID	4360
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-1389 del Ricettore del mannosio/CD206 umano (NP_002429.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P22897
Peso proteico	166kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio