


Anticorpo Policlonale Anti-Maob Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27338

Numero articolo: CM0024100



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Monoamine Ossidasi B (MAOB), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Adatto per studi sul metabolismo dei neurotrasmettitori e sulle neurotossine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Monoamine Ossidasi B (MAOB) pAb di coniglio
Note / Alias	MAOB; Monoamine Ossidasi B (MAOB)
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4129
GeneID	4129
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-490 della MAOB umana (NP_000889.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P27338
Peso Proteico	59 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio