

Anticorpo Policlonale Anti-Map1Lc3A Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H492

Numero articolo: CM0016331



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro MAP1LC3A umano, un marcatore chiave dell'autofagia. Validato per WB, IHC-P, ELISA; mostra reattività crociata con topo e ratto. Ideale per studi sull'autofagia e sullo stress cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAP1LC3A Rabbit pAb
Note/Alias	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; MAP1LC3A
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	84557
ID gene	84557
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di MAP1LC3A umano (NP_115903.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9H492
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio