

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Map1Lc3A Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H492

Numero articolo: CM0005137



### introduzione

CamelBio fornisce un anticorpo monoclonale di coniglio anti-MAP1LC3A per studi sull'autofagia, validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto; rileva una proteina di 14 kDa. Prodotto in catalogo per la ricerca e lo sviluppo di IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | MAP1LC3A Rabbit mAb                                                                                                             |
| Note / Alias        | LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; MAP1LC3A                                                                                  |
| Specie              | Uomo                                                                                                                            |
| ID gene (Uomo)      | 84557                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 42-121 della LC3A umana (Q9H492). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                               |
| SWISS               | Q9H492                                                                                                                          |
| Peso proteico       | 14 kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Sacca di ghiaccio                                                                                                               |