

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Map1Lc3A Per Wb, Ip, Elisa - Q9H492

Numero articolo: CM0002243



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-MAP1LC3A validato per Western blot, immunoprecipitazione ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'autofagia, mirando al marcatore dell'autofagosoma LC3A.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio MAP1LC3A
Note/Alias	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; MAP1LC3A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84557
GeneID	84557
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di MAP1LC3A umano (Q9H492).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H492
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio