


Anticorpo Policlonale Anti-Map1Lc3B Per Wb, Elisa - Q9Gzq8

Numero articolo: CM0020949



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MAP1LC3B convalidato per WB e ELISA, con reattività crociata verso uomo e ratto. Essenziale per lo studio dell'autofagia, della mitofagia e della formazione di autofagosomi in applicazioni IVD e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAP1LC3B Rabbit pAb
Note / Alias	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3; 3B
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	81631
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente alla regione amminoacidica 1-50 della MAP1LC3B umana (NP_073729.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policloni
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q9GZQ8
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio