

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Map1Lc3C Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bxw4

Numero articolo: CM0028759



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-MAP1LC3C validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con MAP1LC3C umano, murino e ratto, una proteina chiave legata all'autofagia coinvolta nella xenofagia e nell'aggregazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MAP1LC3C Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LC3C; ATG8J; MAP1LC3C
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	440738
ID Gene	440738
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-147 di MAP1LC3C umano (NP_001004343.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9BXW4
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio