

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Map2 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11137

Numero articolo: CM0015426

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità diretto contro MAP2 umano. Immunogeno ricombinante progettato per WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reattività incrociata con topo e ratto. Per studi su microtubuli e neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAP2 Rabbit pAb
Note/Alias	MAP-2; MAP2A; MAP2B; MAP2C; MAP2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4133
ID gene	4133
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-118 di MAP2 umano (NP_002365.3).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P11137
Peso proteico	200kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio