


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Map2K4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P45985

Numero articolo: CM0012937



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MAP2K4, validato per studi di knockout (KO). Adatto per WB, IHC-P, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Mira alla via di segnalazione MAPK/JNK attivata dallo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] MAP2K4 Rabbit pAb
Note/Alias	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; K4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6416
ID Gene	6416
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-399 di MAP2K4 umano (NP_003001.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P45985
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio