


Anticorpo Policlonale Anti-Map3K1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13233

Numero articolo: CM0023279



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-MAP3K1 validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia MAP3K1/MEKK1 nelle vie di segnalazione ERK/JNK e NF-kB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] MAP3K1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MEKK; MEKK1; SRXY6; MEKK 1; MAPKKK1; K1
Specie	Umano
GeneID (umano)	4214
GeneID	4214
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13233
Peso Proteico	164kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio