


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Map3K1 Per Wb, If, Ihc, Elisa - Q13233

Numero articolo: CM0021718



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato a MAP3K1 (MEKK1) per applicazioni di Western blot, immunofluorescenza, immunochimica ed ELISA. Cross-reattività con MAP3K1 umano, murino e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione delle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MAP3K1 pAb coniglio
Note/Alias	MEKK; MEKK1; SRXY6; MEKK 1; MAPKKK1; MAP3K1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4214
GeneID	4214
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1400-1512 di MAP3K1 umano (NP_005912.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Cross-reattività	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13233
Peso proteico	164kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio